

*Luce e ossigeno*

**ETOILE**



# OXYSHINE

Apparecchio combinato per trattamenti viso e corpo a luce LED e ossigeno concentrato.

**Oxyshine: qualità italiana affidabile e sicura**

*LED light, concentrated oxygen integrated device for face and body treatments.*

# OXYSHINE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche generali:

Tensione di alimentazione dei circuiti secondari: 14,5-15,5 V

Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz

Potenza massima assorbita: 600 VA

Display LCD monocromatico 125x70 mm

Controllo a microprocessore

Modalità di emissione: continua e impulsata

Contaminuti per la durata del trattamento

Contatore totale vita macchina

Fusibili: n.2 x 3,5AT

Sorgente R: 660 nm (rosso)

Sorgente IR: 880 nm (infrarosso)

Intensità di emissione IR: 600 mW/sr

Angolo emissione IR: 12°

Flusso ossigeno: 0,0-0,5 litri/minuto

Purezza dell'ossigeno concentrato: 94%-96%

Pressione di uscita dell'ossigeno: 0,02-0,06 mPa

Allarme controllo purezza ossigeno

Accessori in dotazione:

n.2 applicatori cilindrici di dimensioni differenti, con ugello centrale per l'emissione di ossigeno concentrato, sempre inseriti e selezionabili da menù:

n.1 di diametro 40 mm (per viso) con 4 led R e 4 led IR

n.1 di diametro 60 mm (per corpo) con 12 led R e 12 led IR

n.1 aerografo bidirezionale con carica dall'alto del siero.

**Apparecchio realizzato nel rispetto delle norme vigenti.**

Oxyshine è un apparecchio interamente made in Italy che combina i benefici della luce ad emissione LED rosso e infrarosso con l'innovativa tecnologia ad ossigeno concentrato.

Complemento indispensabile dell'apparecchio poichè studiata appositamente per esso, è la linea di prodotti cosmetici Oxyshine O2 Carrier agli Ozonidi. Grazie a queste molecole, sviluppate da un team di ricercatori, è possibile veicolare l'ossigeno, e i principi attivi contenuti nei prodotti, negli strati più profondi dell'epidermide, dove fornisce il carburante necessario ad una serie di reazioni chimiche attraverso cui le cellule cutanee si rigenerano e si autoriparano.

Oxyshine O2 Carrier è il risultato di una nuova tecnologia che per la prima volta è riuscita a stabilizzare l'ossigeno e a fissarlo in formulati cosmetici.

Gli Ozonidi sono quindi un veicolo che rende più rapidi ed efficaci molti tipi di trattamento, sia per il viso che per il corpo:

Programma Idratazione - viso

Programma Purezza - viso


Programma Antiage - viso

Programma Nutrizione - viso

Programma No Surgical Lifting - viso

Programma Anticellulite - corpo

Programma Gambe Leggere - corpo



## TECHNICAL FEATURES

General technical characteristics:

Secondary circuits feeding tension: 14,5-15,5 V

Feeding: 230 Vac 50-60 Hz

Maximum absorbed power: 600 VA

Monochromatic LCD display 125x70 mm

Microprocessor-based control

Emission mode: steady and impulse-based

Count-down timer (minutes) for treatment duration

Timer (hours) for equipment life

Electrical fuses: n.2 x 3,5AT

Source R: 660 nm (red)

Source IR: 880 nm (infrared)

Emission intensity IR: 600 mW/sr

Emission angle IR: 12°

Oxygen flow: 0,0-0,5 l/min

Concentrated oxygen purity: 94%-96%

Outbound oxygen pressure: 0,02-0,06 mPa

Oxygen purity control alarm

Supplied additional items:

n.2 cylindrical applicators available in two different sizes, equipped with a central nozzle for concentrated oxygen emission, constantly inserted and selectable from menu:

n.1 40 mm diameter (face), 4 R LEDs and 4 IR LEDs

n.1 60 mm diameter (body), 12 R LEDs and 12 IR LEDs

n.1 bidirectional airbrush with serum gravity feed.

Oxyshine, 100% made in Italy, is a device combining the beneficial effects of red and infrared LED light with the innovative technology based on concentrated oxygen.

The cosmetic line Oxyshine O2 Carrier with Ozonides complements the effects of this device, as it has been conceived specifically to this aim. These molecules, developed by a team of researchers, can convey oxygen, as well as products active ingredients, well into the skin deepest layers, fuelling a range of chemical reactions regenerating skin cells and allowing for their self-repair.

Oxyshine O2 Carrier stems from a new technology that for the first time ever has made it possible to stabilize oxygen and fix it in cosmetic formulas.

Ozonides are therefore instrumental in increasing treatment speed and efficiency, improving a wide range of treatments, be they face or body treatments:

Moisturizing program - face

Purifying program - face

Anti-age program - face

Nutrition program - face

No Surgical Lifting program - face

Anti-cellulite program - body

Light legs program - body



**Etoile - Sede Legale e Operativa:**

Via Grandi, 9 - 20060 Mediglia Fraz. Robbiano (MI)

Tel. 02 90660460 - 02 90663899 - Fax 02 90660498

Stabilimento: Via Di Vittorio, 33/14 20068 - Peschiera Borromeo (MI)

e-mail: info@etoileonline.it - www.etoileonline.it

DA TRENT'ANNI COSTRUTTORI  
DI APPARECCHIATURE AFFIDABILI E SICURE